



Солофарм.
Нет ничего важнее качества

ПолиФлак

ПолиФлак – первая в России полипропиленовая упаковка для стерильных жидких лекарственных форм.

Инфузионные растворы Solopharm производятся по технологии Blow-Fill-Seal, признанной во всем мире наиболее совершенной для производства стерильных лекарственных растворов.



Ключевые особенности



Удобная петля для подвешивания



Наличие дополнительного объема не менее 20%



Наличие двух стерильных портов



Не бьется и легко транспортируется



Удобен в использовании и утилизации



Выдерживает перепады температур



Материал флакона – полипропилен

Россия, Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 71, корпус 2

Заказать ПолиФлак:

т.: +7 (812) 385-47-87, доб. 404; sales4@grotexmed.com

www.solopharm.com

ПолиФлак. Технология производства



- 01 Основным фактором, обеспечивающим высочайшее качество растворов, является самая современная технология очистки и подготовки воды. Для этого используется оборудование, позволяющее добиться максимальной степени очистки воды согласно требованиям стандартов GMP.



- 02 Высокую стерильность растворов обеспечивает технология Blow-Fill-Seal – это одновременный выдув флакона, порционное вливание раствора во флакон и запаивание горлышка флакона. Далее происходит припаивание колпачка с двумя стерильными портами.



- 03 Финишная стерилизация происходит в автоклавах при температуре 121° по Цельсию и давлении в 3 атмосферы в течение 20 минут. Продукция готова для маркировки и складирования.